

Brecknell

MS140-300

Báscula portátil con pasamanos



Simple, duradera y diseñada pensando en la comodidad, la báscula portátil para médicos MS140-300 combina un rendimiento confiable con funciones fáciles de usar.

La amplia plataforma de perfil bajo de 20.5" x 20.5" y los resistentes pasamanos con agarres acolchonados proporcionan mayor estabilidad y soporte, lo que la hace ideal para pacientes que requieren asistencia adicional durante la medición.

El indicador alojado en una carcasa de acero cuenta con una pantalla LCD grande y fácil de leer con retroiluminación, además de un puerto RS232 para una transferencia eficiente de datos. Una práctica función de retención (Hold) congela la última lectura de peso en la pantalla, permitiendo una operación manos libres.

Las ruedas integradas facilitan el traslado de la báscula cuando sea necesario, mientras que las opciones de alimentación dual — batería o adaptador de corriente alterna — aseguran la máxima flexibilidad para su uso en diversos entornos de atención médica.



Precisión

Dentro del 0.1% de la carga máxima



Capacidad

660 lb x 0.2 lb, 300 kg x 0.1 kg,
660 lb x 5 oz



Alimentación

Cuatro pilas AAA o adaptador de pared
de 9 VCC, 600 mA
(ambos incluidos)



Pantalla

Cinco dígitos de 0.625" / 17 mm con LCD
de siete segmentos



Construcción

Superficie de pesaje de acero inoxidable
con pasamanos de acero dulce recubier-
tos de espuma. Kit de ruedas integrado
para facilitar la portabilidad.



Teclas de operación

Encendido/Apagado/Cero, Tara, Unidad,
Retener/Imprimir

VALUE IN
WEIGHING

MS140-300 Báscula portátil con pasamanos

Especificaciones

Unidad: lb, lb/oz, kg

Puerto serie: Un puerto RS-232 full dúplex con cable

RS-232: Suministrado completo con cable de 10' (conector tipo 9 pines a 9 pines, full dúplex bidireccional)

Kit de ruedas integrado: Para facilitar la portabilidad

Retención de peso: Se puede usar para congelar y almacenar el peso mostrado para que pueda atender las necesidades del paciente

Temperatura de operación:
5°C a 35 °C / 41 °F a 95 °F

Dimensiones de la báscula (L x A x H):
20.5" x 20.5" x 44.25"
520 mm x 520 mm x 1135 mm

Dimensiones de la plataforma (L x A x H):
20.5" x 20.5" x 2.5"
520 mm x 520 mm x 65 mm

Dimensiones del indicador (L x A x H):

6.5" x 1.2 x 3.2"
165 mm x 30 mm x 81 mm

Peso del producto: 42 lb / 19 kg

Dimensiones del embalaje (L x A x H):

46" x 25" x 6"
1168 mm x 635 mm x 152 mm

Peso de envío: 55 lb / 25 kg

Certificaciones: Cumplimiento FCC, adaptador de energía ETL, Prop 65

Contenido del embalaje: Manual, plataforma, asas de tres piezas, fuente de alimentación, cable RS-232, indicador, tres llaves hexagonales y cuerda para pasar

Garantía: Garantía limitada de 3 años



¡MANTENTE
CONECTADO
CON NOSOTROS!



@brecknell-scales



@brecknell_scales

Brecknell®

brecknellscales.com

brecknellscales.co.uk

Part of Avery Weigh-Tronix

Brecknell is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of Illinois Tool Works group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc ("Illinois Tool Works"). Copyright © 2025 Illinois Tool Works. All rights reserved. This publication is issued to provide outline information only and may not be regarded as a representation relating to the products or services concerned. This publication was correct at the time of going to print, however Avery Weigh-Tronix reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service at any time.

MS140-300_L_100228.indd
V1 AWT35-100228