

# Brecknell

## MS140-300

### Balance portative avec main courante



Simple, durable et conçue pour le confort — la balance portative pour médecin MS140-300 allie performance fiable et fonctionnalités conviviales.

La grande plateforme à profil bas de 20,5 po x 20,5 po et les rampes robustes avec poignées rembourrées offrent une stabilité et un soutien supplémentaires, ce qui la rend idéale pour les patients ayant besoin d'assistance lors de la pesée.

L'indicateur, logé dans un boîtier en acier, comprend un grand écran ACL rétroéclairé facile à lire, ainsi qu'un port RS232 pour un transfert efficace des données. Une fonction Hold (maintien) pratique permet de geler la dernière lecture du poids à l'écran, facilitant une utilisation sans les mains.

Les roulettes intégrées rendent la balance facile à déplacer au besoin, tandis que la double alimentation — par piles ou adaptateur CA — offre une flexibilité maximale pour une utilisation dans divers environnements de soins de santé.



#### Précision

À  $\pm 0,1$  % de la charge maximale



#### Capacité

660 lb x 0,2 lb, 300 kg x 0,1 kg,  
660 lb x 5 oz



#### Alimentation

Quatre piles AAA ou adaptateur mural de 9 VCC, 600 mA (les deux sont inclus)



#### Affichage

Écran ACL à sept segments avec cinq chiffres de 0,625 po / 17 mm



#### Construction

Surface de pesée en acier inoxydable avec rampes en acier doux recouvertes de mousse. Trousse de roues intégrée pour un transport facile.



#### Touches de commande

Marche/Arrêt/Zéro, Tare, Unité, Maintien/Impression

VALUE IN WEIGHING

# MS140-300 balance portative avec main courante

## Spécifications

**Unité :** lb, lb/oz, kg

**Port série :** Un port RS-232 full duplex avec câble

**RS-232:** Fournie complète avec câble de 10' (connecteur type 9 broches à 9 broches, full duplex bidirectionnel)

**Trousse de roues intégrée :** Pour une portabilité facile

**Maintien du poids :** Permet de figer et conserver le poids affiché afin que vous puissiez vous occuper du patient

**Température de fonctionnement :**

5 °C à 35 °C / 41 °F à 95 °F

**Dimensions de la balance (L x l x H) :**

20,5" x 20,5" x 44,25"

520 mm x 520 mm x 1135 mm

**Dimensions de la plateforme (L x l x H) :**

20,5" x 20,5" x 2,5"

520 mm x 520 mm x 65 mm

**Dimensions de l'indicateur (L x l x H) :**

6,5" x 1,2" x 3,2"

165 mm x 30 mm x 81 mm

**Poids du produit :** 42 lb / 19 kg

**Dimensions de l'emballage (L x l x H) :**

46" x 25" x 6"

1168 mm x 635 mm x 152 mm

**Poids d'expédition :** 55 lb / 25 kg

**Certifications :** Conformité FCC, adaptateur d'alimentation certifié ETL, Prop 65

**Contenu de l'emballage :** Manuel, plateforme, poignées en trois parties, alimentation, câble RS-232, indicateur, trois clés hexagonales et cordelette de traction

**Garantie :** Garantie limitée de 3 ans



RESTEZ  
CONNECTÉ  
AVEC NOUS !



@brecknell-scales



@brecknell\_scales

**Brecknell®**

brecknellscales.com

Part of Avery Weigh-Tronix

Brecknell is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of Illinois Tool Works group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc ("Illinois Tool Works"). Copyright © 2025 Illinois Tool Works. All rights reserved. This publication is issued to provide outline information only and may not be regarded as a representation relating to the products or services concerned. This publication was correct at the time of going to print, however Avery Weigh-Tronix reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service at any time.

MS140-300\_fr-ca\_L\_100229.indd  
V1 AWT35-100229