

Brecknell

MS20 Series

Básculas médicas y veterinarias



La Serie MS20 está diseñada para pesar con precisión a bebés o animales pequeños, ideal para aplicaciones donde el espacio en la mesa y la ergonomía son importantes.

La pantalla, fácil de leer, se conecta mediante un cable en espiral extensible de 16" a 26" / 406 mm a 660 mm, e incluye una función de retención (Hold) que congela el último peso mostrado, permitiendo registrar el valor sin necesidad de usar las manos.

Funciona con una sola batería de 9V o adaptador de corriente (AC), lo que la hace adecuada tanto para montaje en pared como para uso sobre mesa.

La MS20 incluye una bandeja de pesaje de plástico, mientras que la MS20S viene equipada con una bandeja de acero inoxidable resistente, fácil de limpiar y diseñada para un rendimiento duradero.



Precisión

dentro del 0.1 % de la carga máxima



Capacidad

44 lb x 1/2 oz / 20 kg x 10 g



Alimentación

Adaptador de corriente AC de 9V 100mA
o batería alcalina de 9V (no incluida)



Pantalla

Pantalla LCD brillante, grande y visible de 1" / 25 mm. El modelo de plástico MS20 también incluye un zumbador de audio.



Construcción

Bandeja de pesaje de acero inoxidable o plástico.
Indicador con carcasa de plástico y cable en espiral de 6" a 26" / 406 mm a 660 mm.



Teclas de operación

Encendido/Apagado/Tara, Unidades, Retención (Hold)

VALUE IN
WEIGHING

MS20 Series Báscula médica/veterinaria

Especificaciones técnicas

Capacidad: 44 lb x 1/2 oz / 20 kg x 10 g

Pantalla: Pantalla LCD de 1" / 25 mm con cuatro dígitos activos

Teclas de operación: Encendido/Apagado/Tara, Unidad, Retención (Hold)

Alimentación: Adaptador de corriente AC 9V 100mA o batería alcalina de 9V (no incluida)

Bandeja: De acero inoxidable o plástico

Unidades: lb, lb/oz, kg

Temperatura de operación:
41° F to 95° F / 5° C to 35° C

Dimensiones de la bandeja (L x A x H)
21" x 10" x 2"
533 mm x 254 mm x 51 mm

Dimensiones internas de la bandeja (L x A x H):

MS20: 20 1/2" x 10" x 2 3/8"
521 mm x 254 mm x 60 mm

MS20S: 20 1/2" x 11 1/2" x 2 1/4"
521 mm x 292 mm x 57 mm

Dimensiones del empaque (L x A x H):

5 5/8" x 12 3/16" x 10 4/5"
143 mm x 313 mm x 275 mm

Peso del envío:

MS20: 9.1 lb / 4.14 kg

MS20S: 10.75 lb / 4.89 kg

Certificaciones: Cumplimiento total con FCC; adaptador de corriente con certificación UL/CUL

Garantía: Limitada por 3 años



MS20



MS20S

¡MANTENTE
CONECTADO
CON NOSOTROS!



@brecknell-scales



@brecknell_scales

Brecknell®

brecknellscales.com

Part of Avery Weigh-Tronix

Brecknell is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of Illinois Tool Works group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc ("Illinois Tool Works"). Copyright © 2025 Illinois Tool Works. All rights reserved. This publication is issued to provide outline information only and may not be regarded as a representation relating to the products or services concerned. This publication was correct at the time of going to print, however Avery Weigh-Tronix reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service at any time.

MS20Series_es_L_100221.indd
V2 AWT35-100221