

Brecknell

MS20 Series

Balance médicale/vétérinaire



La balance médicale/vétérinaire de la série MS20 est conçue pour peser avec précision les nourrissons ou les petits animaux — idéale pour les applications où l'espace sur la table et l'ergonomie sont importants.

L'affichage facile à lire se connecte via un câble en spirale extensible de 16" à 26" et comprend une fonction Hold pratique qui fige le dernier poids affiché à l'écran, permettant un enregistrement mains libres.

Fonctionne avec une seule pile 9V ou un adaptateur secteur, convenant à une utilisation avec l'indicateur monté au mur ou posé sur une table.

La MS20 est livrée avec un plateau de pesée en plastique, tandis que la MS20S est équipée d'un plateau de pesée en acier inoxydable durable, facile à nettoyer et offrant une performance durable.



Précision

Dans une marge de 0,1 % de la charge maximale



Capacité

44 lb x 1/2 oz / 20 kg x 10 g



Alimentation

Adaptateur secteur 9V 100mA ou pile alcaline 9V (non incluse)



Affichage

Écran ACL lumineux, grand et bien visible de 1 po / 25 mm. Le modèle en plastique MS20 est également muni d'un avertisseur sonore.



Construction

Plateau de pesée en acier inoxydable ou en plastique. Indicateur avec boîtier en plastique et câble en spirale de 16" à 26" (406 mm à 660 mm).



Touches de commande

Marche/Arrêt/Tare, Unités, Hold (Maintien)

VALUE IN
WEIGHING

MS20 Balance médicale/vétérinaire

Spécifications

Capacité : 44 lb x ½ oz / 20 kg x 10 g

Affichage : Écran LCD de 1" (25 mm) avec quatre chiffres actifs

Touches de commande : Marche/Arrêt/Tare, Unité, Hold (Maintien)

Alimentation : Adaptateur secteur 9V 100mA ou pile alcaline 9V (non incluse)

Plateau : Acier inoxydable ou plastique

Unités : lb, lb/oz, kg

Température de fonctionnement :
De 5 °C à 35 °C / 41 °F à 95 °F

Dimensions du plateau (L x l x H) :

21" x 10" x 2"

533 mm x 254 mm x 51 mm

Dimensions internes du plateau (L x l x H) :

MS20: 20½" x 10" x 2⅜"

521 mm x 254 mm x 60 mm

MS20S: 20½" x 11½" x 2¼"

521 mm x 292 mm x 57 mm

Dimensions de l'emballage (L x l x H) :

5⅝" x 12¾" x 10⅝"

143 mm x 313 mm x 275 mm

Poids pour l'expédition :

MS20: 9.1 lb / 4.14 kg

MS20S: 10.75 lb / 4.89 kg

Certifications : Conformité totale FCC; adaptateur secteur certifié UL/CUL

Garantie : Garantie limitée de 3 ans



RESTEZ
CONNECTÉ
AVEC NOUS !



@brecknell-scales



@brecknell_scales

Brecknell®

brecknellscales.com

Part of Avery Weigh-Tronix

Brecknell is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of Illinois Tool Works group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc ("Illinois Tool Works"). Copyright © 2025 Illinois Tool Works. All rights reserved. This publication is issued to provide outline information only and may not be regarded as a representation relating to the products or services concerned. This publication was correct at the time of going to print, however Avery Weigh-Tronix reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service at any time.

MS20Series_L_100222.indd
V2 AW35-100222