

Brecknell

CS-200M

Báscula para silla



Báscula mecánica para silla, fácil de usar y con soporte, diseñada para pesar a personas que tienen dificultad para mantenerse de pie.

Cuenta con un marco duradero de acero con recubrimiento en polvo y un asiento sobredimensionado para máxima comodidad. Los reposabrazos se levantan para facilitar el acceso, mientras que la viga mecánica fundida a presión y fácil de leer corre a lo largo de la parte trasera de la silla para una operación conveniente.

Las ruedas traseras con bloqueo garantizan estabilidad y seguridad durante su uso, mientras que las ruedas delanteras giratorias permiten una portabilidad suave. El asiento está hecho de plástico fácil de limpiar, lo que hace que la báscula sea práctica para el uso diario en entornos de atención médica o residencias asistidas.



Construcción

Acero con recubrimiento en polvo



Capacidad

440 lb x 4 oz / 200 kg x 100 g



Pantalla

Pesos precisos de rango completo, marcados en lb/oz y kg/g viga mecánica fundida a presión

VALUE IN
WEIGHING

CS-200M Báscula para silla

Especificaciones

Capacidad: 440 lb x 4 oz / 200 kg x 100 g

Legibilidad: Pesos precisos de rango completo marcados en lb/kg, viga mecánica fundida a presión

Características: Ruedas traseras con bloqueo para seguridad. Ruedas delanteras giratorias para transporte. Reposabrazos abatibles para fácil acceso.

Dimensiones del asiento (L x A x H):

16" x 14" x 13"

405 mm x 350 mm x 340 mm

Peso del producto: 70 lb / 32 kg

Peso de envío: 80 lb / 36 kg

Dimensiones del paquete (L x A x H):

30" x 24" x 25"

762 mm x 609 mm x 635 mm

Contenido del embalaje: Manual, reposapiés, dos reposabrazos, báscula con conjunto de ruedas, asiento, mango trasero, torre de pesaje y accesorios varios

Garantía: Garantía limitada de 3 años



¡MANTENTE
CONECTADO
CON NOSOTROS!



@brecknell-scales



@brecknell_scales

Brecknell®

brecknellscales.com

brecknellscales.co.uk

Part of Avery Weigh-Tronix

Brecknell is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of Illinois Tool Works group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc ("Illinois Tool Works"). Copyright © 2025 Illinois Tool Works. All rights reserved. This publication is issued to provide outline information only and may not be regarded as a representation relating to the products or services concerned. This publication was correct at the time of going to print, however Avery Weigh-Tronix reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service at any time.

CS-200M_L_500787.indd
V1 AWT35-500787