

# Brecknell

## CS-200M

### Bascule-chaise



Basculé-chaise mécanique conviviale et offrant un bon soutien, conçue pour peser les personnes ayant de la difficulté à se tenir debout.

Elle est dotée d'un cadre robuste en acier avec revêtement en poudre et d'un siège surdimensionné pour un confort maximal. Les accoudoirs se soulèvent pour un accès facile, tandis que la poutre mécanique en fonte, facile à lire, est positionnée à l'arrière de la chaise pour une utilisation pratique.

Les roues arrière avec mécanisme de verrouillage assurent la stabilité et la sécurité pendant l'utilisation, tandis que les roues avant pivotantes permettent un déplacement fluide. Le siège est fabriqué en plastique facile à nettoyer, ce qui rend cette balance pratique pour un usage quotidien en milieu de soins de santé ou en résidence pour personnes âgées.



#### Construction

Acier avec revêtement en poudre



#### Capacité

440 lb x 4 oz / 200 kg x 100 g



#### Affichage

Poids précis sur toute la plage, indiqués en lb/oz et en kg/g poutre mécanique en fonte

VALUE IN  
WEIGHING

# CS-200M bascule-chaise

## Spécifications

**Capacité :** 440 lb x 4 oz / 200 kg x 100 g

**Lisibilité :** Poids précis sur toute la plage, indiqués en lb/kg, poutre mécanique en fonte

**Caractéristiques :** Roues arrière avec mécanisme de verrouillage pour plus de sécurité. Roues avant pivotantes pour faciliter le transport. Accoudoirs relevables pour un accès facile.

**Dimensions du siège (L x l x H) :**

16" x 14" x 13"

405 mm x 350 mm x 340 mm

**Poids du produit :** 70 lb / 32 kg

**Poids à l'expédition :** 80 lb / 36 kg

**Dimensions de l'emballage (L x l x H) :**

30" x 24" x 25"

762 mm x 609 mm x 635 mm

**Contenu de l'emballage :** Manuel, repose-pieds, deux accoudoirs, balance avec ensemble de roues, siège, poignée arrière, colonne de pesée et diverses pièces de quincaillerie

**Garantie :** Garantie limitée de 3 ans



RESTEZ  
CONNECTÉ  
AVEC NOUS !



@brecknell-scales



@brecknell\_scales

**Brecknell®**

[brecknellscales.com](http://brecknellscales.com)

[brecknellscales.co.uk](http://brecknellscales.co.uk)

Part of Avery Weigh-Tronix

Brecknell is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of Illinois Tool Works group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc ("Illinois Tool Works"). Copyright © 2025 Illinois Tool Works. All rights reserved. This publication is issued to provide outline information only and may not be regarded as a representation relating to the products or services concerned. This publication was correct at the time of going to print, however Avery Weigh-Tronix reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service at any time.

CS-200M\_fr-ca\_L\_100231.indd  
V1 AWT35-100231