

Brecknell

HS-200M

Báscula médica portátil



La simplicidad y la durabilidad son las características clave de la báscula médica portátil HS-200M.

Construida con acero resistente y un acabado blanco duradero, esta báscula mecánica está diseñada para ofrecer años de servicio confiable.

La HS-200M proporciona lecturas de peso precisas de hasta 440 lb / 200 kg e incluye una varilla integrada para medir la estatura de forma fácil y conveniente. Sus vigas lineales, en negrita y claramente marcadas, permiten realizar controles de peso y estatura de manera rápida y precisa.

La báscula se adapta a una amplia variedad de usuarios, con un rango de medición de estatura de 60 cm a 210 cm (incrementos de 0.1 cm) o de 2' a 7' (incrementos de 0.125").

Las ruedas integradas facilitan el traslado de la báscula cuando sea necesario.



Construcción:

Acero con acabado blanco duradero.
Kit de ruedas integrado para facilitar la portabilidad.



Capacidad:

440 lb x 4 oz / 200 kg x 100 g



Pantalla:

Pesos precisos en todo el rango, con doble marcación en lb/oz y kg/g en una viga de fundición.
Regla de medición de altura plegable hasta 7' / 210 cm.

VALUE IN
WEIGHING

HS-200M Báscula médica portátil

Especificaciones técnicas

Capacidad: 440 lb x 4 oz / 200 kg x 100 g

Legibilidad: Pesos precisos en todo el rango, con doble marcación en lb/kg sobre una viga de fundición.
Regla de medición de altura hasta 7' / 210 cm.

Características:

Rodillos incluidos para facilitar el transporte.
Estructura de acero con recubrimiento en polvo y acabado duradero.
Amplia plataforma de pesaje de 14.75" x 10.8".

Rango de la varilla de medición de altura:

De 2' a 7' en incrementos de 0.125" / de 60 cm a 210 cm en incrementos de 0.1 cm.

Tamaño de la plataforma (L x A):

14.75" x 10.80" / 375 mm x 275 mm

Dimensiones totales (L x A x H):

22" x 10.8" x 58.5" / 559 mm x 275 mm x 1485 mm

Peso del producto: 38 lb / 17 kg

Dimensiones del paquete (L x A x H):

59" x 20" x 6" / 1499 mm x 508 mm x 152 mm

Peso del envío: 40 lb / 18 kg

Contenido del empaque: Manual, plataforma, regla de estatura, torre de pesaje, ruedas y otros herrajes

Garantía: Limitada de 3 años



¡MANTENTE
CONECTADO
CON NOSOTROS!



@brecknell-scales



@brecknell_scales

Brecknell®

brecknellscales.com

Part of Avery Weigh-Tronix

Brecknell is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of Illinois Tool Works group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc ("Illinois Tool Works"). Copyright © 2025 Illinois Tool Works. All rights reserved. This publication is issued to provide outline information only and may not be regarded as a representation relating to the products or services concerned. This publication was correct at the time of going to print, however Avery Weigh-Tronix reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service at any time.

HS-200M_es_L_100224.indd
V1 AWT35-100224