

**Brecknell**

**HS-200M**

Balance médicale portative



La simplicité et la durabilité sont les caractéristiques clés de la balance médicale portative HS-200M.

Fabriquée en acier robuste avec une finition blanche résistante, cette balance mécanique est conçue pour offrir des années de service fiable.

La HS-200M fournit des lectures de poids précises allant jusqu'à 440 lb / 200 kg et comprend une toise intégrée pour une mesure de la taille facile et pratique. Ses barres linéaires audacieuses et clairement graduées permettent des vérifications rapides et précises du poids et de la taille.

La balance convient à une grande variété d'utilisateurs, avec une plage de mesure de la taille allant de 2 pi à 7 pi (par incréments de 0,125 po) ou de 60 cm à 210 cm (par incréments de 0,1 cm).

Des roulettes intégrées facilitent le déplacement de la balance au besoin.



**Construction**

Acier avec une finition blanche durable.  
Trousse de roulettes intégrée pour une portabilité facile.



**Capacité**

440 lb x 4 oz / 200 kg x 100 g



**Affichage**

Poids précis sur toute la plage, avec double graduation en lb/oz et kg/g sur une poutre en fonte. Toise pliante jusqu'à 7 pi / 210 cm.

VALUE IN  
WEIGHING

# HS-200M Balance médicale portative

## Spécifications

**Capacité :** 440 lb x 4 oz / 200 kg x 100 g

**Précision :** Poids précis sur toute la plage, avec double graduation en lb/kg sur une poutre en fonte. Toise jusqu'à 7 pi / 210 cm

**Caractéristiques :** Roulettes incluses pour un transport facile. Construction en acier avec revêtement en poudre et finition durable. Grande plateforme de pesée de 14,75 po x 10,8 po

**Plage de mesure de la toise :**

2 pi à 7 pi par incréments de 0,125 po / 60 cm à 210 cm par incréments de 0,1 cm

**Dimensions de la plateforme (L x l) :**

14,75 po x 10,80 po / 375 mm x 275 mm

**Dimensions totales (L x l x H) :**

22 po x 10,8 po x 58,5 po / 559 mm x 275 mm x 1485 mm

**Poids du produit :** 38 lb / 17 kg

**Dimensions de l'emballage (L x l x H) :**

59 po x 20 po x 6 po / 1499 mm x 508 mm x 152 mm

**Poids à l'expédition :** 40 lb / 18 kg

**Contenu de l'emballage :** Manuel, plateforme, toise, colonne de pesée, roulettes et quincaillerie diverse

**Garantie :** Garantie limitée de 3 ans



RESTEZ  
CONNECTÉ  
AVEC NOUS !



@brecknell-scales



@brecknell\_scales

**Brecknell®**

brecknellscales.com

Part of Avery Weigh-Tronix

Brecknell is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of Illinois Tool Works group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc ("Illinois Tool Works"). Copyright © 2025 Illinois Tool Works. All rights reserved. This publication is issued to provide outline information only and may not be regarded as a representation relating to the products or services concerned. This publication was correct at the time of going to print, however Avery Weigh-Tronix reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service at any time.

HS-200M\_fr-ca\_L\_100225.indd  
V1 AWT35-100225