

Brecknell

HS-300

Báscula médica portátil



La simplicidad y la durabilidad son las características clave de las básculas médicas portátiles HS-300.

Construida con acero resistente y un acabado blanco duradero, esta báscula digital está diseñada para ofrecer años de servicio confiable.

La HS-300 proporciona lecturas de peso precisas de hasta 660 lb / 300 kg y cuenta con una varilla de medición de altura integrada para realizar mediciones de forma rápida y conveniente.

La báscula se adapta a una amplia variedad de usuarios, con un rango de medición de estatura de 60 cm a 210 cm (incrementos de 0.1 cm) o de 2' a 7' (incrementos de 0.125").

El indicador, alojado en una carcasa de acero, incluye una pantalla LCD grande y fácil de leer con retroiluminación, además de un puerto RS232 para una transferencia de datos eficiente.

El modo Hold Weight congela el último peso mostrado en la pantalla, lo que permite una operación sin necesidad de manos. Las opciones de alimentación dual —batería y adaptador de corriente— ofrecen la máxima comodidad y flexibilidad.

Las ruedas integradas facilitan el traslado de la báscula cuando sea necesario.



Accuracy

Dentro del 0.1% de la carga completa



Capacidad

660 lb x 0.2 lb / 5 oz / 300 kg x 0.1 kg



Alimentación

Adaptador de corriente de 9 VDC,
600 mA (incluido)



Pantalla

Pantalla LCD retroiluminada de
0.625" / 17 mm de altura



Construcción

Acero dulce con acabado blanco duradero
con recubrimiento en polvo. Kit de ruedas
integrado para facilitar la portabilidad.



Teclas de operación

Mantener/Imprimir, Unidades, Tara,
Encender/Apagar/Cero

VALUE IN
WEIGHING

HS-300 Báscula médica portátil

Especificaciones técnicas

Legibilidad: Pesos precisos en todo el rango (lb/kg) mostrados en una pantalla LCD retroiluminada. Función integrada de retención de peso. Regla de medición de altura hasta 120 cm / 7'.

Características:

Rodillos incluidos para facilitar el transporte.
Construcción en acero con recubrimiento en polvo y acabado duradero.
Indicador digital fácil de usar con puerto RS-232.
Amplia plataforma de pesaje de 20.5" x 20.5".

Dimensiones de la plataforma (L x A):

20.5" x 20.5" / 521 mm x 521 mm

Altura del pasamanos (A x H):

16" x 49" / 406 mm x 1245 mm

Capacidad de la báscula y rango de la varilla de medición de altura:

660 lb x 0.2 lb / 300 kg x 0.1 kg
De 2' a 7' en incrementos de 0.125" / de 60 cm a 210 cm en incrementos de 0.1 cm

Pantalla: Pantalla LCD retroiluminada de 0.625" / 17 mm de altura

Dimensiones del indicador (L x A x H):

6.5" x 1.2 x 3.2" / 165 mm x 30 mm x 81 mm

Puerto serie: Un puerto RS-232 full dúplex con cable

Teclas de función: Mantener/Imprimir, Unidades, Tara, Encender/Apagar/Cero

Unidades: lb, lb/oz, kg

Fuente de alimentación: Adaptador de corriente de 9 VDC, 600 mA o cuatro baterías AAA (ambos incluidos)

Duración de la batería: Aproximadamente 20 horas de uso continuo

Temperatura de operación:

41° F to 95° F / 5° C to 35° C

RS-232: Incluye cable de 10' (conector tipo 9 pines a 9 pines, bidireccional full dúplex)

Dimensiones del paquete (L x A x H):

30.5" x 54.5" x 9" / 775 mm x 1384 mm x 230 mm

Peso de envío: 54 lb / 24 kg

Certificaciones: Cumplimiento total con FCC, adaptador de corriente ETL, Prop 65

Contenido del empaque: Plataforma, indicador, pasamanos, manual, regla de altura, cable RS-232, fuente de alimentación y herrajes varios

Garantía: Limitada de 3 años



¡MANTENTE
CONECTADO
CON NOSOTROS!



@brecknell-scales



@brecknell_scales

Brecknell®

brecknellscales.com

Part of Avery Weigh-Tronix

Brecknell is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of Illinois Tool Works group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc ("Illinois Tool Works"). Copyright © 2025 Illinois Tool Works. All rights reserved. This publication is issued to provide outline information only and may not be regarded as a representation relating to the products or services concerned. This publication was correct at the time of going to print, however Avery Weigh-Tronix reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service at any time.

HS-300_es_L_100226.indd
V1 AWT35-100226