

# Brecknell

## MS-15

### Básculas médicas/veterinarias



Báscula versátil y ergonómica con bandeja de pesaje 2 en 1, ideal para pesar con precisión a bebés, niños pequeños o animales pequeños.

La bandeja de pesaje de plástico, fácil de limpiar, garantiza la higiene, mientras que la práctica función de retención congela el último peso mostrado para una operación sin manos.

Una pantalla LCD grande y fácil de leer con retroiluminación azul proporciona una visibilidad clara, con unidades seleccionables en libras (lb) o kilogramos (kg).

La báscula funciona con cuatro pilas AA (incluidas) para un uso portátil y sin complicaciones.



**Precisión:**  
dentro del 0.2% de la carga máxima



**Capacidad:**  
44 lb x 0.01 lb / 20 kg x 5 g



**Alimentación:**  
cuatro pilas AA (incluidas)



**Pantalla:**  
pantalla LCD de 1" / 25 mm con cuatro dígitos activos



**Construcción:**  
plástico ABS con bandeja de pesaje desmontable



**Teclas de operación:**  
Encendido/Tara, Modo, Memoria

VALUE IN  
WEIGHING

# MS-15 Báscula médica/veterinaria

## Especificaciones técnicas

**Unidad:** lb, kg

**Rango de pesaje:**

de 0.04 lb to 44 lb / de 0.02 kg to 20 kg

**Temperatura de operación:**

41° F to 95° F / 5° C to 35° C

**Dimensiones internas de la bandeja (L x A):**

23" x 11"

584 mm x 292 mm

**Dimensiones del producto (L x A):**

23" x 13"

578 mm x 334 mm

**Peso del producto:** 6.6 lb / 3 kg

**Dimensiones del empaque (L x A x H):**

25" x 15" x 6"

61 cm x 37 cm x 14 cm

**Peso del envío:** 9 lb / 4 kg

**Certificaciones:** Cumplimiento total con la FCC

**Contenido del embalaje:** Balanza, baterías y manua

**Garantía:** Limitada de 3 años



¡MANTENTE  
CONECTADO  
CON NOSOTROS!



@brecknell-scales



@brecknell\_scales

**Brecknell®**

[brecknellscales.com](http://brecknellscales.com)

Part of Avery Weigh-Tronix

Brecknell is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of Illinois Tool Works group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc ("Illinois Tool Works:"). Copyright © 2025 Illinois Tool Works. All rights reserved. This publication is issued to provide outline information only and may not be regarded as a representation relating to the products or services concerned. This publication was correct at the time of going to print, however Avery Weigh-Tronix reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service at any time.

MS-15\_es\_L\_100219.indd  
V1 AWT35-100219