

Brecknell

MS-15

Balance médicale/vétérinaire



Balance polyvalente et ergonomique avec un plateau de pesée 2-en-1, idéale pour peser avec précision les nourrissons, tout-petits ou petits animaux.

Le plateau de pesée en plastique, facile à nettoyer, assure une bonne hygiène, tandis que la fonction Hold pratique fige le dernier poids affiché pour une utilisation mains libres.

Un grand écran LCD facile à lire, avec rétroéclairage bleu, offre une excellente visibilité, et les unités peuvent être sélectionnées en lb ou kg.

La balance fonctionne avec quatre piles AA (incluses) pour une utilisation portable et sans tracas.



Précision

Dans une marge de 0,2 % de la charge maximale



Capacité

44 lb x 0,01 lb / 20 kg x 5 g



Alimentation

Quatre piles AA (incluses)



Affichage

Écran LCD de 1" / 25 mm avec quatre chiffres actifs



Construction

Plastique ABS avec plateau de pesée amovible



Touches de commande

Marche/Tare, Mode, Mémoire

VALUE IN
WEIGHING

MS-15 Balance médicale/vétérinaire

Spécifications

Unités : lb, kg

Plage de pesée :

0,04 lb à 44 lb / 0,02 kg à 20 kg

Température de fonctionnement :

5 °C à 35 °C / 41 °F à 95 °F

Dimensions internes du plateau (L x l) :

23" x 11"

584 mm x 292 mm

Dimensions du produit (L x l) :

23" x 13"

578 mm x 334 mm

Poids du produit :

6,6 lb / 3 kg

Dimensions de l'emballage (L x l x H) :

25" x 15" x 6"

61 cm x 37 cm x 14 cm

Poids pour l'expédition :

9 lb / 4 kg

Certifications :

Conforme à toutes les normes FCC

Contenu de l'emballage :

Balance, piles et manuel

Garantie :

Garantie limitée de 3 ans



RESTEZ
CONNECTÉ
AVEC NOUS !



@brecknell-scales



@brecknell_scales

Brecknell®

brecknellscales.com

Part of Avery Weigh-Tronix

Brecknell is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of Illinois Tool Works group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc ("Illinois Tool Works"). Copyright © 2025 Illinois Tool Works. All rights reserved. This publication is issued to provide outline information only and may not be regarded as a representation relating to the products or services concerned. This publication was correct at the time of going to print, however Avery Weigh-Tronix reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service at any time.

MS-15_fr-ca_L_100220.indd
V1 AWT35-100220